

OPI Stabilizer/OPI Positioner

OPIスタビライザー/OPIポジショナー



コストパフォーマンスに優れたディスプレイザブルOPCABシステム

■OPI OPCAB スタビライザー Type B

02-0101 + 010302



■マリアブルフットは、心臓の曲面に合わせた形状に変更することができます。

■スタビライザーアタッチメントは、左回旋枝や後下行枝の吻合に適した角度で使用できます。

■ボールジョイントで接続されたポジションナーカップは動きの自由度が高く、吻合に適した位置で心臓を保持することができます。

■OPCABスタビライザー、OPCABポジションナーには、サクションチューブが付属します。(キャニスターは付属しません。)

■OPCABスタビライザーとOPCABポジションナーのチューブに取り付けられている三方活栓のコックは、同時に使用する際に区別できるように色分けされています。

■クランプを固定するマウントレバーは、左右どちら側に回してもクランプをロックできます。



■OPI OPCAB ポジショナー

02-0101 + 010201



| コード番号 | JANコード(13) | 販売名 | 規格/型式 | 包装(数量) | 認証番号 |
|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------|------------------|
| 0461908100 | 4544753140188 | OPI OPCAB プロシージャーシステム | OPI OPCAB スタビライザー Type B | 1 式/箱 | 301ADBZX00082000 |
| 0461908200 | 4544753140195 | | OPI OPCAB ポジショナー | | |

製造業者



製造販売業者



■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意

実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2024/7月/1000 ●不許複製 ●GR-1 ●D-170 ●BH-0479-02

お問い合わせ

