

# Sternal Retractor

OPI スターナルリトラクター



2種類のリトラクターと4種類のブレードを取り揃えております。  
リトラクター1台につき、ご希望のブレード1セットが付属します。

## ■リトラクター



02-2900

品番	サイズ(Spread×Arms)
02-2900	135mm×200mm
02-0300	218mm×200mm

## ■ブレード



100mm長

28mm長

品番	サイズ(長さ×深さ)	内容
0203-30.28	28mm×30mm	4個/セット
0203-40.28	28mm×40mm	4個/セット
0203-30.100A	100mm×30mm	2個/セット
0203-40.100A	100mm×40mm	2個/セット

開胸器にディスプレイのスーチャーオーガナイザーをセットすることで、スーチャーホルダーとしてご使用いただけます。



スーチャーオーガナイザー  
06-0101



コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	届出番号
0461906800	4544753140058	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-30.28	1セット	11B1X00016000241
0461906900	4544753140065	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-30.100A	1セット	11B1X00016000241
0461907000	4544753140072	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-40.28	1セット	11B1X00016000241
0461907100	4544753140089	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-40.100A	1セット	11B1X00016000241
0461907200	4544753140096	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-30.28	1セット	11B1X00016000241
0461907300	4544753140102	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-30.100A	1セット	11B1X00016000241
0461907400	4544753140119	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-40.28	1セット	11B1X00016000241
0461907500	4544753140126	OPIスターナルリトラクター	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-40.100A	1セット	11B1X00016000241

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0461908800	4544753140256	OPI OPCAB プロシージャーシステム	OPI OPCAB プロシージャーシステム スーチャーオーガナイザー 06-0101	2個/袋	301ADBZX00082000

製造業者



製造販売業者



■お問い合わせ先:商品企画本部:TEL.03-3812-3254



実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。  
●2023/7月/2000 ●不許複製 ●F-3 ●D-163 ●BH-0474-02

お問い合わせ

