


Heat and Moisture Exchangers

気管切開患者用人工鼻 ソフィットベント



Heat and Moisture Exchangers

気管切開患者用人工鼻 ソフィットベント

特長

■小児から大人まで使用できる、気管切開患者用人工鼻です。

ソフィットベントSV-LO2は、酸素療法の必要な患者へ酸素を供給する事が可能です。

■高さを低く抑えた設計により、新生児から小児の気管切開患者に適した人工鼻です。



●ソフィットベントSV-L
気管切開チューブ ソフィットフレックスC 接続例



●ソフィットベントSV-LO2
気管切開チューブ ソフィットフレックスC、VFチューブLC 接続例



●ソフィットベントSV-LO2U
様々なタイプの酸素チューブに接合できます。酸素ポート(大)が回転するので、チューブの捻じれが補正できます。



●ソフィットベントSV-S
気管切開チューブ ソフィットラプN接続例




●ソフィットベントBabyO2
小児気管切開患者のQOLを考えた、全く新しい赤ちゃん用の人工鼻です。

仕様


規格/型式	SV-L	SV-LO2	SV-LO2U	SV-S	SV-BO2 DG / SV-BO2 DO
一回換気量 (mL)	50~	50~	50~	35~250	20 ~ 150
死腔量 (mL)	10	10	10	6	6
水分損失 (mgH ₂ O/L air)	12.9 (Vt 500mL)	12.9 (Vt 500mL)	12.9 (Vt 500mL)	13.6 (Vt 250mL)	15.0 (Vt 150mL) 13.5 (Vt 100mL)
流量抵抗 (hPa)	0.27 (30L/min)	0.27 (30L/min)	0.27 (30L/min)	0.16 (10L/min)	0.1 (5L/min) 0.2 (10L/min) 0.3 (15L/min)
重量 (g)	5	6	6	3	4.5
コネクタサイズ (内径mm)	患者側 ID 15	患者側 ID 15	患者側 ID 15	患者側 ID 15	患者側 ID 15
滅菌方法	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG 滅菌
商品コード	0025606101	0025606201	0025606601	0025606301	0025606501 / 0025606401
JANコード (13)	4806019604606	4806019604613	4806019611963	4806019604620	4806019611895 / 4806019611888
包装単位 (箱)	30個	30個	30個	30個	30個
認証番号	221AABZX00197000	221AABZX00197000	221AABZX00197000	221AABZX00197000	228ADBZX00015000

酸素投与キット メラ酸素供給チューブ (オプション)


(Cは透明、Gは緑色チューブを表します。)




- VFチューブLC付きアタッチメント (SV-L)
- VFチューブLG付きアタッチメント (SV-L)



- VFチューブSC付きアタッチメント (SV-S)
- VFチューブSG付きアタッチメント (SV-S)




- VFチューブLC
- VFチューブLG




- VFチューブSC
- VFチューブSG


(低流量で使用する場合のチューブの扱い易さを考慮しました。)



- VFチューブSC 80cm ※



- VFチューブSC付きアタッチメント (SV-S) 80cm ※



商品コード	JANコード(13)	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途	認証番号
0025632101	4806019607126	VFチューブLC付アタッチメント (SV-L)	透明	5個	SV-L用アタッチメント(酸素供給チューブ付)	224ADBZX00097000
0025632201	4806019607133	VFチューブLG付アタッチメント (SV-L)	緑	5個	SV-L用アタッチメント(酸素供給チューブ付)	224ADBZX00097000
0025632501	4806019607164	VFチューブSC付アタッチメント (SV-S)	透明	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)	224ADBZX00097000
0025632601	4806019607171	VFチューブSG付アタッチメント (SV-S)	緑	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)	224ADBZX00097000
0025631101	4806019607089	VFチューブLC	透明	5個 ¹⁾	SV-LO2・メラスピーチバルブ用	224ADBZX00097000
0025631201	4806019607096	VFチューブLG	緑	5個 ¹⁾	SV-LO2・メラスピーチバルブ用	224ADBZX00097000
0025631301	4806019607102	VFチューブSC	透明	5個 ¹⁾	SV-LO2・SV-BO2・メラスピーチバルブ用	224ADBZX00097000
0025631401	4806019607119	VFチューブSG	緑	5個 ¹⁾	SV-LO2・SV-BO2・メラスピーチバルブ用	224ADBZX00097000

チューブの長さ: 200cm チューブ端内径(流量計側): 5.6mm 1)延長アダプタが1袋に1個付属

商品コード	JANコード(13)	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途	認証番号
0025632701	4806019610010	VFチューブSC付アタッチメント (SV-S)	透明	5個 ¹⁾	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)	224ADBZX00097000
0025631001	4806019610003	VFチューブSC 80cm	透明	5個 ¹⁾	SV-LO2・SV-BO2・メラスピーチバルブ用	224ADBZX00097000

※チューブの長さ: 80cm チューブ接続口内径(流量計側): 5.6mm 1)延長アダプタが1袋に1個付属

商品コード	JANコード(13)	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途	認証番号
0025635201	4806019607195	酸素用アダプタ(細口ニッパルナット)	—	5個 ²⁾	流量計接続用	224ADBZX00097000

2)VFチューブLCが1箱に1本付属

製造業者

MERASENKO CORPORATION 国名:フィリピン

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社 www.mera.co.jp

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先 商品企画本部: TEL.03-3812-3254

注意

ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承ください。
●2023/5月/1000 ●クラス分類: II ●不許複製 ●A-38 ●S-5 ●BA-0046-10

お問い合わせ

