

販売名	メラ骨セメント混合器
届出番号	11B1X00016000229

 Orthopedics

# メラ骨セメント混合器

Bone Cement Mixing System


確実で安全なメラ骨セメント混合器です。



 MERA

## メラ骨セメント混合器

**【確実】** セメントボウル底とヘラの曲率形状を等しくすることで確実な混合が可能となります。



**【安全】** パッケージはEOG滅菌対応で片面タイベックスの2重滅菌包装となっておりますので安全にご使用いただけます。



製品番号	JANコード	製品名	JMDN分類	JMDNコード
0540900500	04806019607201	メラ骨セメント混合器	整形外科用骨セメント混合器	33191000

※本品は滅菌品であるので開封後直ちにご使用できます。使用直前に開封し、無菌的にお取り扱いください。  
※本製品は再使用禁止です。

製造販売業者

**MEIRA** 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

**注意** 実際のお取り扱いの際には添付文書又は取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2013/7月/1000 ● 不許複製 ● M-1 ● F-12 ● BP-0202-01 ● 届出番号: 11B1X00016000229 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)